

お客様 各位

2024年6月吉日  
株式会社秋山製作所

## 「ケアバリ エックス」薄手ライト発売のご案内

謹啓 平素より弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社商品「ケアバリ エックス」の薄手ライトを追加発売いたしますので下記の通りご案内申し上げます。

「ケアバリ エックス」の現行販売規格より弱圧で履きやすく着圧もあり、静脈還流を促進する弾性ストッキングとなっています。

引き続き弊社商品のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

ケアバリ エックス 薄手ライト 着圧 27 hPa (20mmHg)

カラー：ライトベージュ

品番：Mサイズ HCUJ1125

Lサイズ HCUJ1135

メーカー希望小売価格

：3,190円(税込) [2,900円(税別)]

### ■ 添付文書の改訂

上記追加発売に伴う改訂された添付文書につきましては、独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）のホームページに掲載しております。

【PMDA ホームページ】 <https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/kikiSearch/>

販売名	届出番号	改訂年月・改訂版
ケアバリ エックス	13B1X00209000013	2024年4月・第3版

※本件に関してのご不明な点は、弊社までお問い合わせ下さい。

以上

**Akiyama** 株式会社 秋山製作所

東京営業所：03-3811-0804

大阪営業所：06-6920-0802

CARE  
ケアバリ  
エックス  
VARI-X™

ケアバリエックスは、  
血流を促進する  
段階着圧設計

着圧  
**27** hPa  
(20mmHg)

医療用弾性ストッキング

# ケアバリ エックス 薄手ライト

ハイソックス

脚の静脈血やリンパ液が  
うっ滞してツライ…

そんなお悩みをサポート！  
ストッキングのように薄く、

**自然な透明感**がありながら、**しっかりした圧迫力**で静脈血流を促進。

しかも弾性の高い編み方を採用しているので、破れにくく丈夫です。

日本人の体型に合わせた段階圧力設計で、脚にぴったりフィットします。



つま先

ふくらはぎ  
**19** hPa  
(14mmHg)

足首  
**27** hPa  
(20mmHg)



かかと



着用例

## 使用目的または効果

1. 下肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減・予防する。
2. 静脈還流を促進する。

### 参考サイズ表

(cm)

サイズ	商品コード	足首	ふくらはぎ
M	HCUJ1125	19~23	32~38
L	HCUJ1135	21~25	36~42

洗濯表示



■ 一般的名称：

弾性ストッキング

■ 販売名：

ケアバリ エックス

■ カラー：ライトベージュ

■ サイズ：M・L

■ 組成：

ナイロン・ポリウレタン

■ 医療機器届出番号：

13B1X00209000013

**Akiyama** 株式会社 **秋山製作所**

東京都文京区本郷3丁目31番4号 秋山ビル

東京営業所：(03)3811-0804

大阪営業所：(06)6920-0802