

単糸合成吸収糸

PDEL[®]
ピーディーエル



PDEL[®] ビーディーエル



PDEL®はポリジオキサノンの主成分としたモノフィラメントの吸収性縫合糸で、滅菌合成吸収性モノフィラメント縫合糸に関するEP（欧州薬局方）規格の要件を満たしております。

糸は加水分解により徐々に抗張力が減少し完全に吸収分解されます。

残留抗張力は、分解開始14日後に初期抗張力の約90%以上、28日後に約75%以上、43日後に約45%以上で、埋植後180日から220日の間に吸収されます。

一般的名称：ポリジオキサノン縫合糸

販 売 名：PDOモノ縫合糸

承認番号：30400BZX00211000

ピーディーエル

PDEL®
bDEL

▽ 角針 [リバースカット] 単糸 片針

強弯 (1/2)

10パック/1箱

針サイズ	糸長	色	糸の号数							
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1	2
11mm 	45cm	紫	PF611	PF511	PF411					
13mm 	45cm	紫	PF613	PF513	PF413	PF313				
15mm 	45cm	紫		PF515	PF415	PF315				
17mm 	45cm	紫		PF517	PF417	PF317				
21mm 	75cm	紫			PF421	PF321				
25mm 	75cm	紫			PF425	PF325	PF225			
37mm 	75cm	紫				PF337	PF237	PF137		

● 丸針 [テーパポイント] 単糸 片針

強弯 (1/2)

10パック/1箱

針サイズ	糸長	色	糸 の 号 数							
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1	2
11mm 	45cm	紫	PN611	PN511	PN411					
13mm 	45cm	紫	PN613	PN513	PN413	PN313				
15mm 	45cm	紫		PN515	PN415	PN315				
17mm 	45cm	紫		PN517	PN417	PN317				
22mm 	75cm	紫			PN422	PN322				
26mm 	75cm	紫			PN426	PN326	PN226			
36mm 	75cm	紫				PN336	PN236	PN136		

▽ 角針 [リバースカット] 単糸 片針

弱弯(3/8)

10パック/1箱

針サイズ	糸長	色	糸の号数							
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1	2
11mm 	45cm	紫	PE611	PE511	PE411					
13mm 	45cm	紫		PE513	PE413	PE313				
18mm 	45cm	紫		PE518	PE418	PE318				
21mm 	75cm	紫			PE421	PE321	PE221			
24mm 	75cm	紫				PE324	PE224			

◎ 丸針 [テーパースポイント] 単糸 片針

弱弯(3/8)


10パック/1箱

針サイズ	糸長	色	糸の号数							
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1	2
11mm 	45cm	紫	PM611	PM511	PM411					
13mm 	45cm	紫		PM513	PM413	PM313				
18mm 	45cm	紫		PM518	PM418	PM318				
21mm 	75cm	紫			PM421	PM321	PM221			
24mm 	75cm	紫				PM324	PM224			

◎ 丸針 [テーパポイント] 単糸 片針 リムーバブル

強弯 (1/2)



12パック/1箱


針サイズ	糸長	色	糸の号数				
			4-0	3-0	2-0	1-0	1
22mm 	45cm × 8本	紫	PN422C	PN322C			
26mm 	45cm × 8本	紫		PN326C	PN226C		
36mm 	45cm × 8本	紫				PN136C	PN0136C

◎ 鈍針 [ブラントポイント] 単糸 片針 リムーバブル

強弯 (1/2)

12パック/1箱

針サイズ	糸長	色	糸の号数				
			4-0	3-0	2-0	1-0	1
36mm 	45cm × 8本	紫				PU136C	PU0136C
48mm 	45cm × 8本	紫				PU148C	PU0148C



● 代理店

● 総発売元

Akiyama 株式会社 **秋山製作所**

本社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-31-4 秋山ビル
東京営業所 〒113-0033 東京都文京区本郷3-31-4 秋山ビル
TEL03-3811-0804(代) FAX03-3812-8857
大阪営業所 〒540-0034 大阪市中央区島町2-1-10 ヤハギ天満橋ビル2F
TEL06-6920-0802(代) FAX06-6920-0822